

POC-Diagnostik mit dem BIOSpeed

Immunfluoreszenz-Analysegerät BIOSpeed Single/Multi


Das Analysegerät BIOSpeed und die zugehörigen Testkassetten sind für die *in vitro* Diagnostik bestimmt. Das Gerät ist effizient, kompakt, tragbar, präzise, einfach zu bedienen und dient dem quantitativen Nachweis verschiedener Analyten in humanen Proben mit geringen Volumina.

- Messmethode: Time-resolved Fluorescence (TRF) Immunoassay
- Vollblut, Serum, Plasma, Kapillarblut
- Ergebnisse nach 3 - 15 Minuten
- Relative Abweichung der Testkit-Genauigkeit: $\pm 15\%$
- Präzision der Teste (within- und between-run): CV $< 15\%$
- Platzsparend: 280 x 280 x 170 mm
- Gebrauchsfertige Probenvorbereitungskits, Lagerung bei 2 - 30 °C
- LIS/HIS Verbindung
- Externe Qualitätskontrollen verfügbar



Das Analysengerät ist in zwei Varianten erhältlich

- **BIOSpeed Single:** 1 Patientenprobe
- **BIOSpeed Multi:** 6 Patientenproben gleichzeitig -
Verschiedene Parameter und verschiedene Patienten



Testen Sie unseren „Speedy“ ganz **unverbindlich**

- Testen Sie unseren BIOSpeed Analyzer bis zu **zwei Wochen** ganz unverbindlich bei sich vor Ort.
- Für die Testphase bekommen Sie **50 % Rabatt** auf Ihre fünf Wunschparameter. Sie können halbe Kits und auf Anfrage auch einzelne Testkassetten bestellen.
- Wählen Sie zwischen einer Online- oder einer vor Ort Schulung
- Wir bieten Ihnen telefonischen und persönlichen Produktsupport während der gesamten Testphase

Jetzt Probestellung anfordern unter: info@biomed.de



Sehen Sie „Speedy“ in Aktion auf unserem Youtube-Kanal:

